



CRANIOMETRO

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 27327

EAN / GTIN 8001066704101

Confezione 10

CRANIOMETRO In materiale plastico speciale, morbido, non estensibile. Misura la circonferenza della testa del bambino (fino a 60 cm). Istruzioni: GB, FR, IT, ES. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
V030299EAN / GTIN
8001066704101CODICE GEF
27327

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697