



MISURATORE BAMBINI SECA 210

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 27329

EAN / GTIN 4012030014304

Confezione 1

Misuratore per neonati e bambini. Morbido per le pelli delicate, lavabile, pieghevole. Soluzione salva spazio per una semplice e precisa misurazione della lunghezza del bambino. Range di misurazione 10-99 cm. Graduazione: 5 mm. Superficie facile da pulire con tutti i più comuni disinfettanti disponibili in commercio.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
V0399EAN / GTIN
4012030014304CODICE GEF
27329

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697