



MISURATORE BAMBINI

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 27331

EAN / GTIN 8023279273311

Confezione 1

Misuratore pieghevole e lavabile per bambini e neonati. Portatile. Per misurazioni precise e facili. Dimensioni: 121 x 30 cm Range di misurazione: 10-99 cm Graduazione: 5 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
V030299EAN / GTIN
8023279273311CODICE GEF
27331

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697