



Statimetro Digitale Soehnle

Codice GEF (SKU) 27333

EAN / GTIN 4006484500551

Confezione 1

ALTIMETRO DIGITALE SOEHNLE Intervallo di misurazione: 50-240 cm (20-94,5 pollici), incrementi: 1 cm. Manuale in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ. Altezza cifre display LCD: 9 mm Dimensioni: 345x92x28 mm Alimentazione: 2 batterie AA 1,5 V

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4006484500551

CODICE GEF

27333



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697