



Statimetro

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 27335

EAN / GTIN 8023279273359

Confezione 1

ALTIMETRO DA PARETE Scala 0-200 cm. Facile applicazione a parete. Dotato di vite per il fissaggio. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, LT, EE, RO, HU, SK, SE, FI, HR, SI GR, BG, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
V030299EAN / GTIN
8023279273359CODICE GEF
27335

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697