



Plicometro FAT

Dispositivo medico

Classe I M

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27344

EAN / GTIN 8023279273441

Confezione 1

PLICOMETRO FAT -1 Plicometro economico e preciso per uso professionale. Misura lo spessore delle pliche cutanee in vari distretti dell'organismo, secondo le caratteristiche ideate da Tanner e Whitehouse: - pressione esercitata sulla plica: 10 g/mm² circa - superficie di contatto sulla plica: 6x11 mm circa Questo strumento dà un'esatta valutazione dello stato nutrizionale del soggetto in esame e di come si distribuisce settorialmente il suo tessuto adiposo. L'utilizzatore solleva tra le dita una piega della pelle per misurarne lo spessore (apertura max 4 cm) con le pinze dello strumento: sul bordo superiore è riportata una scala in millimetri su cui si muove una freccia che misura immediatamente la plica (tricipitale, sottoscapolare, ecc.) con un'approssimazione di circa ± 2 mm. Le fasce colorate inserite in prossimità della scala consentono di paragonare il valore rilevato con i percentili di riferimento distinti per uomini e donne. Fornito con manuale d'uso che aiuta nell'interpretazione dei valori. Utile in dietologia, cardiologia, medicina dello sport, medicina estetica, ginecologia, pediatria, ecc. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, LT, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, Arabo. Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
27344	FAT-1	8023279273441	1
27349	FAT-2	8023279273496	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I M

CND
V030299

EAN / GTIN
8023279273441

CODICE GEF
27344



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697