



NASTRO PER MISURARE LA CIRCONFERENZA SECA 203

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 27345

EAN / GTIN 4012030007238

Confezione 1

NASTRO PER MISURARE LA CIRCONFERENZA SECA S03 con calcolatore supplementare del rapporto vita/fianchi (WHR) Nastro retraibile ed ergonomico per misurare accuratamente la circonferenza del corpo. Intervallo di misurazione: 15-205 cm, divisioni di 1 mm. Bilancia metallica di alta qualità per ottenere il rapporto vita/fianchi (Waist-To-Hip-Ratio, WHR). Il rapporto WHR è un metodo indiretto per determinare la quantità di grasso addominale. Il rapporto consente di trarre conclusioni relativamente alla distribuzione delle riserve di grasso, contribuendo così a una diagnosi. Dispositivo medico, Classe I. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL. Diametro: 70 mm Altezza: 28 mm Peso: 75 g Display per determinare la distribuzione del grasso corporeo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
V0399EAN / GTIN
4012030007238CODICE GEF
27345

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697