



PLICOMETRO DIGITALE

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 27346

EAN / GTIN 8001066702060

Confezione 1

PLICOMETRO PROFESSIONALE - digitale - con cavo USB per trasferimento dati. Strumento d'alta precisione per la misurazione dello spessore di grasso sottocutaneo e valutazione della quantità di grasso totale di un soggetto. Possibilità di ricalibrazione. Costruito secondo gli standard internazionali, il plicometro è provvisto di bracci a molla che esercitano sulla plica cutanea una pressione di 10 g/mm² e di una scala accurata in mm per la misurazione dello spessore di grasso. La possibilità di calibrazione della pressione esercitata elimina i problemi dovuti all'allentamento della tensione della molla nel tempo. Facile da usare e leggere. Viene fornito con display digitale ed un foglio illustrativo con raffigurato il corretto posizionamento per la rilevazione dei dati. Una tabella apposita facilita, partendo dai dati rilevati, il calcolo della % di grasso e la valutazione dello stato generale del paziente. Design elegante e di facile utilizzo. Una finitura speciale in nylon evita al paziente il disagio del contatto con il metallo. Fornito in elegante astuccio in legno (19x36xh 6 cm). Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, PL. Gestione dei dati su PC. Trasferimento immediato dei dati sui maggiori programmi (Excel, Word, Open Office, ecc.). Compatibile con Windows 2000, XP, (service pack 2), 7, 11, Vista. USB 2.0 minimo. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
V030299EAN / GTIN
8001066702060CODICE GEF
27346

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697