



MISURATORE CORPOREO PROFESSIONALE

Codice GEF (SKU) **27347**

EAN / GTIN **8023279273472**

Confezione **1**

NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE Misuratori professionali per l'uso su adulti e bambini. Colorati su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico legato alla circonferenza addominale per uomini e donne. Lunghezza del nastro: 8-150 cm. Grazie alla loro forma arrotondata possono essere usati anche per le misurazioni della testa. Confezionati in una scatola singola. È fornito in una scatola con un regolo per paragonare la circonferenza della testa con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (percentili). Adatto per entrambi i sessi. Valori di misurazione indicativi. Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279273472

CODICE GEF

27347



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697