



MISURATORE CORPOREO PROFESSIONALE/PEDIATRICO

Codice GEF (SKU) **27350**
EAN / GTIN **8023279273502**
Confezione **1**

NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico. Misuratori professionali per l'uso su adulti e bambini. Colorati su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico legato alla circonferenza addominale per uomini e donne. Lunghezza del nastro: 8-150 cm. Grazie alla loro forma arrotondata possono essere usati anche per le misurazioni della testa. Confezionati in una scatola singola. Nastro misuratore professionale in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico. È fornito in una scatola con un regolo per paragonare la circonferenza della testa con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (percentili). Adatto per entrambi i sessi. Valori di misurazione indicativi. Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279273502

CODICE GEF
27350



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697