



PODOSCOPIO A LED

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27353

EAN / GTIN 8023279273533

Confezione 1

PODOSCOPIO A LED Il podoscopio è un dispositivo per l'analisi plantare dei piedi. Struttura in legno laccato, piano d'appoggio in cristallo con specchio sottostante inclinato per una reale visualizzazione della pianta dei piedi che evidenzia i punti di maggior e minor carico. Doppia illuminazione laterale con lampade ad alto effetto. Portata massima kg 200. Prodotto professionale robusto e affidabile. Pedana 32x36 cm Dimensioni: 46x55xh 33 cm Peso: 15,5 kg Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz. Made in Italy.

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279273533

CODICE GEF

27353



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697