



FILO A PIOMBO

Codice GEF (SKU) **27355**

EAN / GTIN **8023279273557**

Confezione **1**

FILO A PIOMBO In acciaio inossidabile (magnete) con filo lungo 150 cm. Fornito in una scatola di legno. Dimensioni: 6,2x2,3 cm Peso: 140 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279273557

CODICE GEF

27355



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697