



Podoscopio A LED

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27363

EAN / GTIN 8023568239516

Confezione 1

PODOSCOPIO GIMA A LED

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: 135 kg
- Dimensioni: 43,5x42,5xh 22 cm
- Peso: 8 kg
- Tensione di funzionamento: 220V-50/60 Hz - spina schuko (spina UK disponibile su richiesta)
- Luce LED verde della durata di 25.000 ore

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12139003

EAN / GTIN

8023568239516

CODICE GEF

27363



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697