



# NEGATIVOSCOPIO 38x38 cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27364

EAN / GTIN 80537367104172

Confezione 1

I negativoscopi sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli. Made in Italy. • Dimensioni esterne - Lunghezza: 43 cm - Altezza: 43 cm - Profondità: 12 cm • Peso: 6 kg • 1 pannello Sono dotati di uno schermo in acrilico, dello spessore di 3 mm e sono costruiti secondo le vigenti normative di sicurezza (fusibile, spina Schuko, luce verde ON/OFF, ecc.). Possono essere utilizzati a parete o sul tavolo, in posizione orizzontale o verticale. Chassis in prolucato d'alluminio preverniciato con polvere epossidica (RAL 7035).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura colore: bianco freddo 6.500°K
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponibili con sovrapprezzo)
- Fusibile di protezione: 2x1A
- Interruttore bipolare
- Spina: Schuko con cavo 2 metri
- Tutti i componenti UL, DVE, IMQ approvati

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z110702

EAN / GTIN

80537367104172

CODICE GEF

27364



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697