



# Negativoscopio

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27369

EAN / GTIN 8023279273694

Confezione 1

I negativoscopi sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli. Made in Italy. • Dimensioni esterne - Lunghezza: 127 cm - Altezza: 2x43 cm - Profondità: 12 cm • Peso: 28 kg • 2x3 pannelli Sono dotati di uno schermo in acrilico, dello spessore di 3 mm e sono costruiti secondo le vigenti normative di sicurezza (fusibile, spina Schuko, luce verde ON/OFF, ecc.). Possono essere utilizzati a parete o sul tavolo, in posizione orizzontale o verticale. Chassis in proliscato d'alluminio preverniciato con polvere epossidica (RAL 7035).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura colore: bianco freddo 6.500°K
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponibili con sovrapprezzo)
- Fusibile di protezione: 2x1A
- Interruttore bipolare
- Spina: Schuko con cavo 2 metri
- Tutti i componenti UL, DVE, IMQ approvati

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
27369	2x3 Pannelli (76x122 cm)	8023279273694	1
27370	2x4 Pannelli (76x153 cm)	8023279273700	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z110702

EAN / GTIN

8023279273694

CODICE GEF

27369



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697