



NEGATIVOSCOPIO VERTICALE 92x38 cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27372

EAN / GTIN 8023279273724

Confezione 1

I negatoscopi sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli. Made in Italy. • Dimensioni esterne - Lunghezza: 43 cm - Altezza: 97 cm - Profondità: 12 cm • Peso: 11 kg • 2 pannelli verticali Sono dotati di uno schermo in acrilico, dello spessore di 3 mm e sono costruiti secondo le vigenti normative di sicurezza (fusibile, spina Schuko, luce verde ON/OFF, ecc.). Possono essere utilizzati a parete o sul tavolo, in posizione orizzontale o verticale. Chassis in proliscato d'alluminio preverniciato con polvere epossidica (RAL 7035).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura colore: bianco freddo 6.500°K
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponibili con sovrapprezzo)
- Fusibile di protezione: 2x1A
- Interruttore bipolare
- Spina: Schuko con cavo 2 metri
- Tutti i componenti UL, DVE, IMQ approvati

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z110702

EAN / GTIN

8023279273724

CODICE GEF

27372



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697