



# OTTOTIPO LUMINOSO ARMAGNAC 5 metri

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27380

EAN / GTIN 8023279273809

Confezione 1

Grafico Optometrico Armagnac · Versione luminosa · Distanza di lettura: 5 metri Gli ottotipi luminosi sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli. Prodotti con schermo in acrilico e secondo le norme di sicurezza (fusibili, spina Schuko, interruttore luminoso). Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Versione illuminata
- Distanza di lettura: 5 metri
- Area di visione: 24 x 62 cm
- Dimensioni esterne: 29.5 x 67.5 x 12 cm
- Peso: 6 Kg

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120199

EAN / GTIN

8023279273809

CODICE GEF

27380



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697