



# OTTOTIPO LUMINOSO DECIMALE MISTO 3 metri

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27382

EAN / GTIN 8023279273823

Confezione 1

Grafico Optometrico Decimale misto • Versione luminosa • Distanza di lettura: 3 metri Non idonea per Portogallo Gli ottotipi luminosi sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli. Prodotti con schermo in acrilico e secondo le norme di sicurezza (fusibili, spina Schuko, interruttore luminoso). Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Versione illuminata
- Distanza di lettura: 3 metri
- Area di visione: 24 x 62 cm
- Dimensioni esterne: 29.5 x 67.5 x 12 cm
- Peso: 6 Kg

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
ICND  
Z12120199EAN / GTIN  
8023279273823CODICE GEF  
27382

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697