

# Tubo Neon di Ricambio per Ottotipi e Lampade

3 varianti

Codice GEF (SKU) **27388**  
EAN / GTIN **5132521886506**  
Confezione **1**  
Neon ricambio 700



## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COMPATIBILITÀ	EAN	CONFEZIONE
27388	Per ottotipi luminosi	5132521886506	1
27379	Per lampada cod. 27366 / 27372	8023279273793	1
27378	Per lampada cod. 27364	8023279273786	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
**5132521886506**

CODICE GEF  
**27388**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697