



# OTTOTIPO NON LUMINOSO ARMAGNAC 5 metri

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27390

EAN / GTIN 8023279273908

Confezione 1

Grafico Optometrico Armagnac · Versione non illuminata · Distanza di lettura: 5 metri Gli ottotipi sono progettati conformemente alle raccomandazioni cliniche al fine di garantire una lettura accurata e precisa di ogni dettaglio. Schermo costruito in acrilico. Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Versione non illuminata
- Distanza di lettura: 5 metri
- Area di visione: 24 x 61 cm
- Dimensioni esterne: 29 x 66 x 2.5 cm
- Peso: 2 Kg

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120185

EAN / GTIN

8023279273908

CODICE GEF

27390



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697