



OTTOTIPO NON LUMINOSO MONOYER 3 metri

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27391**EAN / GTIN **8023279273915**Confezione **1**

Grafico Optometrico Monoyer • Versione non illuminata • Distanza di lettura: 3 metri Gli ottotipi sono progettati conformemente alle raccomandazioni cliniche al fine di garantire una lettura accurata e precisa di ogni dettaglio. Schermo costruito in acrilico. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Versione non illuminata
- Distanza di lettura: 3 metri
- Area di visione: 24 x 61 cm
- Dimensioni esterne: 29 x 66 x 2.5 cm
- Peso: 2 Kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120185

EAN / GTIN

8023279273915

CODICE GEF

27391

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697