



OTTOTIPO NON LUMINOSO DECIMALE MISTO 3 metri

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27392

EAN / GTIN 8023279273922

Confezione 1

Grafico Optometrico Decimale misto • Versione non illuminata •
Distanza di lettura: 3 metri Non idonea per Portogallo Gli ottotipi sono progettati conformemente alle raccomandazioni cliniche al fine di garantire una lettura accurata e precisa di ogni dettaglio. Schermo costruito in acrilico. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Versione non illuminata
- Distanza di lettura: 3 metri
- Area di visione: 24 x 61 cm
- Dimensioni esterne: 29 x 66 x 2.5 cm
- Peso: 2 Kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120185

EAN / GTIN

8023279273922

CODICE GEF

27392



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697