



NEON RICAMBIO PER NEGATIV. ULTRAPIATTI per vecchi modelli

Codice GEF (SKU) 27394

EAN / GTIN 8023279273946

Confezione 1

Lampadina neon - per tutti i negatoscopi illuminati - ricambio

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279273946

CODICE GEF

27394



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697