



ROTOLO DI POLIETILENE GOFFRATO

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27395

EAN / GTIN 8023279273953

Confezione 1

LENZUOLINI PER LETTINI • Materiale: Strato di pura ovatta di cellulosa rivestito con una protezione in polietilene • Colore: azzurro • Strati: 12 g/m² polietilene • Peso: 23 g/m² • Lunghezza: 68 m • Altezza: 50 cm • Numero fogli: 178 • Strappi: 38 cm • Rotoli per scatola: 6 Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente). Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27395	27395	8023279273953	1
27396	27396	8023279273960	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T030502

EAN / GTIN

8023279273953

CODICE GEF

27395



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697