



# LETTO PEDIATRICO 1-4 anni

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27399

EAN / GTIN 8023279273991

Confezione 1

LETTO PEDIATRICO 1-4 anni - avorio Spalle portanti in tubo di acciaio Ø 30 mm laccate in polvere epossidica, predisposte per l'aggancio al telaio rete. Telaio rete in tubo ovale 40x20 mm fissato alla struttura con bulloni estraibili. Sponde laterali altezza 62 cm scorrevoli su guide in acciaio cromato con dispositivo di sicurezza. Peso: 35 kg. Dimensioni esterne 140x70x130 h cm. Dimensioni interne 130x65x63 h cm. Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080602

EAN / GTIN

8023279273991

CODICE GEF

27399



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697