



## Lettino Visita Medica Verniciato

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27402

EAN / GTIN 8023279274028

Confezione 1

LETTINO VISITA - verniciato bianco - grigio Ideale per studio medico o piccoli ambulatori. Facile da montare seguendo le istruzioni allegate (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE). Fornito con materassino. Composto di due parti: la prima parte fissa di dimensioni: 131x62xh 6 cm e la seconda parte, che si può inclinare e fissare in più posizioni, di dimensioni: 51x62xh 6 cm Portata massima: 120 kg.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27402	grigio	8023279274028	1
27444	verde	8023279274448	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279274028

CODICE GEF

27402



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697