



Lettino Visita Medica Tradizionale

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27403

EAN / GTIN 8023279274035

Confezione 1

Lettino da visita con struttura tubolare in alluminio. Materassino in skay grigio, schienale regolabile in varie posizioni max 45°. Fornito smontato. • Dimensioni: 176 x 60 x 78 cm • Peso: 22 kg Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279274035

CODICE GEF

27403



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697