



Lettino Classico Visita Cromato

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27404

EAN / GTIN 8023279274042

Confezione 1

LETTINO CLASSICO - cromato - beige Struttura in acciaio cromato, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica. Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma. La parte schienale è inclinabile completamente. Dimensione: 180x57xh 73 cm. Portata massima: 120 kg.

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279274042

CODICE GEF

27404



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697