



Lettino Classico Visita Con Foro Cromato

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27405

EAN / GTIN 8023279274059

Confezione 1

LETTINO CLASSICO - cromato - blu - schienale con foro (foro 23x12 cm) Struttura in acciaio cromato, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica. Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma. La parte schienale è inclinabile completamente. Dimensione: 180x57xh 73 cm. Portata massima: 120 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279274059

CODICE GEF

27405



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697