



Lettino Valigia Alluminio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27406

EAN / GTIN 8023279274066

Confezione 1

LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO - con foro Lettino a valigia leggero, pieghevole, due sezioni, con telaio in alluminio. Doppie gambe centrali per maggiore stabilità e sistema di bloccaggio sulle cerniere. Testata con foro naso-bocca (foro 23x12 cm). Imbottito e rivestito in similpelle. Portata max: 100 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279274066

CODICE GEF

27406



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697