



Lettino A Valigia

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27407

EAN / GTIN 8023279274073

Confezione 1

LETTINO A VALIGIA - nero Acciaio cromato e gambe pieghevoli.
Rivestimento in finta pelle lavabile. Imbottitura in resina. Portata max:
100 kg. Peso: 16,5 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279274073

CODICE GEF

27407



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697