



LENZUOLINO 2 VELI

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27411

EAN / GTIN 8023279274110

Confezione 1

LENZUOLINI PER LETTINI • Materiale: Cellucotton gofrato • Colore: bianco • Strati: 2 strati • Peso: 2x20 g/m² • Lunghezza: 47,5 m • Altezza: 59 cm • Numero fogli: 125 • Strappi: 38 cm • Rotoli per scatola: 6 Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
27411	27411	8023279274110	1
27412	27412	8023279274127	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274110

CODICE GEF

27411



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697