



LENZUOLINO POLITENATO GOFF.

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **27413**EAN / GTIN **8023279274134**Confezione **1**

LENZUOLINI PER LETTINI • Materiale: Strato di pura ovatta di cellulosa rivestito con una protezione in polietilene • Colore: bianco • Strati: 14 g/m2 polietilene • Peso: 26/28 g/m2 • Lunghezza: 50 m • Altezza: 50 cm • Numero fogli: 132 • Strappi: 38 cm • Rotoli per scatola: 6 Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
27413	27413	8023279274134	1
27414	27414	8023279274141	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T030502

EAN / GTIN

8023279274134

CODICE GEF

27413

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697