

GEF Medica

LENZUOLINO POLITENATO GOFFRATO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27415

EAN / GTIN 8023279274158

Confezione 1

LENZUOLINI PER LETTINI • Materiale: Strato di pura ovatta di cellulosa rivestito con una protezione in polietilene • Colore: bianco • Strati: 8 g/m2 polietilene • Peso: 26/28 g/m2 • Lunghezza: 50 m • Altezza: 60 cm • Numero fogli: 125 • Strappi: 40 cm • Rotoli per scatola: 6 Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T030502

EAN / GTIN

8023279274158

CODICE GEF

27415



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697