



Lettino Legno Con Foro

Codice GEF (SKU) **27417**

EAN / GTIN **8023279274172**

Confezione **1**

LETTINO VISITA LEGNO - con foro - faggio PORTATA MAX: 200 KG
Lettini confortevoli, ideali per fisioterapia, trattamenti estetici e centri benessere. Legno di qualità superiore. Schienale regolabile in 13 posizioni. Imbottitura resistente in schiuma rivestita con tessuto lavabile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274172

CODICE GEF

27417



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697