



PORTAROTOLO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27418

EAN / GTIN 8023279274189

Confezione 1

Pratico supporto universale per rotolo lenzuolini. Adatto a lettini in metallo con gambe cilindriche (\varnothing 27-40 mm) o quadrate (25-25 mm x 35-35 mm).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279274189

CODICE GEF

27418



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697