



LENZUOLINO PUNTA A PUNTA 2 VELI 80m x 59 cm perf. 190 cm

Codice GEF (SKU) **27419**

EAN / GTIN **8023279274196**

Confezione **1**

LENZUOLINI PER LETTINI • Materiale: Microgoffrato incollato • Colore: bianco • Strato: 2 strati • Peso: 2 x 17 g/m² • Lunghezza: 80 m • Altezza: 59 cm • Numero fogli: 42 • Strappi: 190 cm • Rotoli per scatola: 6 Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274196

CODICE GEF

27419



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697