



LENZUOLINO PEDIATRICO PUNTA A PUNTA 2 VELI

Codice GEF (SKU) **27423**

EAN / GTIN **8017414001327**

Confezione **1**

ROTOLO DI LENZUOLINI A 2 VELI MICROGOFFRATI INCOLLATI - 46m x 50 cm - conf. da 9 Rotoli di lenzuolini decorati per uso pediatrico. Prodotti in cellulosa pura, testati dermatologicamente. Inchiostri ipoallergenici. Ogni confezione contiene 9 rotoli con 5 motivi assortiti. Materiale: Microgoffrati incollati Colore: bianco+decorazione Strati: 2 Peso: 2x17,5 g/m2 Lunghezza: 46 m Altezza: 50 cm Numero di fogli: 135 Strappi: 34 cm Rotoli per scatola: 9

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8017414001327

CODICE GEF

27423



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697