



LENZUOLINO PUNTA A PUNTA 2 VELI 50m x 50 cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27424

EAN / GTIN 8023279274240

Confezione 1

LENZUOLINI PER LETTINI • Materiale: Microgoffrato incollato • Colore: bianco • Strato: 2 strati • Peso: 2 x 17,5 g/m² • Lunghezza: 50 m • Altezza: 50 cm • Numero fogli: 132 • Strappi: 38 cm • Rotoli per scatola: 9 Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T030502

EAN / GTIN

8023279274240

CODICE GEF

27424



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697