



Carrello Medio

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27425

EAN / GTIN 8023279274257

Confezione 1

CARRELLO 2 - medio: 70x50xh 78 cm - peso 14 kg Pratico carrello con corpo e maniglie in alluminio, 2 ripiani bianchi in bilaminato 18 mm, bordi neri in PVC con spondine. Due grandi maniglie facilitano sia il trasporto che il sollevamento del carrello. 4 rotelle snodate in nylon con diametro di 80 mm. Portata max per ripiano: 40 kg. Fornito smontato.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
27425	GIMA 2	8023279274257	1
27426	GIMA 3	8023279274264	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274257

CODICE GEF

27425



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697