



Carrello 3 Medio

Codice GEF (SKU) **27426**

EAN / GTIN **8023279274264**

Confezione **1**

CARRELLO 3 - senza spondine - medio: 70x50xh 78 - peso 15 kg
Pratico carrello con corpo e maniglie in alluminio, 2 ripiani bianchi in bilaminato 18 mm, bordi neri in PVC. Due grandi maniglie facilitano sia il trasporto che il sollevamento del carrello. 4 rotelle snodate in nylon con diametro di 80 mm. Portata max per ripiano: 40 kg. Fornito smontato.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274264

CODICE GEF

27426



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697