

Carrello Ter 3 Ripiani



Codice GEF (SKU) **27431**

EAN / GTIN **8023279274318**

Confezione **1**

CARRELLO TER Dimensioni: 70x50xh 82 cm. Peso: 13 kg. Carrello in acciaio INOX AISI 304 dotato di maniglia e 3 ripiani con bordi rialzati (3,5 cm) su 4 lati. Dotato di 4 ruote in gomma Ø 80 mm. Portata max per ripiano: 25 kg. Fornito smontato.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274318

CODICE GEF

27431



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697