

GEF Medica

LENZUOLINO PUNTA A PUNTA 2 VELI 80m x 59 cm

Codice GEF (SKU) 27432

EAN / GTIN 8023279274325

Confezione 1

LENZUOLINI PER LETTINI • Materiale: Microgoffrato incollato • Colore: bianco • Strato: 2 strati • Peso: 2 x 17,5 g/m² • Lunghezza: 80 m • Altezza: 59 cm • Numero fogli: 210 • Strappi: 38 cm • Rotoli per scatola: 6 Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274325

CODICE GEF

27432



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697