



Carrello "Dressing"

Codice GEF (SKU) 27436

EAN / GTIN 8023279274363

Confezione 1

CARRELLO "DRESSING" In acciaio INOX AISI 304 con 2 ripiani 70x50cm, 1 cassetto (35x46xh 12 cm), catino e portacatino (Ø 32xh 9 cm). 4 rotelle snodate con Ø di 100 mm. Dimensioni: 70x50xh 85 cm. Peso: 18 kg. Portata max per ripiano: 25 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274363

CODICE GEF

27436



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697