

Carrello Anestesia

Codice GEF (SKU) **27437**

EAN / GTIN **8023279274370**

Confezione **1**

CARRELLO ANESTESIA INOX In acciaio inox satinato AISI 304, con 6 cassetti (dimensioni interne 26x37xh 7 cm), un ampio scomparto verticale con serratura e uno spazio aperto. Piano superiore con barriere di 3,5 cm 4 rotelle snodate con Ø 80 mm. Dimensioni: 60x40xh 110 cm. Peso: 39 kg. I cassetti si chiudono automaticamente quando la serratura dello scomparto verticale viene chiusa Made in Italy.



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274370

CODICE GEF

27437



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697