



Carrello Nuovo Tris

Codice GEF (SKU) 27438

EAN / GTIN 8023279274387

Confezione 1

CARRELLO TRIS Pratico carrello per ECG, unità elettrochirurgiche o altri dispositivi, con 4 rotelle in nylon e 2 maniglie laterali per agevolare lo spostamento. Dimensioni: 49x37xh 77 cm. Dimensioni ripiano: 40x30 cm. Portata totale: 39 kg, max per ripiano 13 kg. Colore: RAL 9002

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274387

CODICE GEF

27438



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697