



Lettino Classico Visita Cromato Albicocca

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27445

EAN / GTIN 8023279274455

Confezione 1

LETTINO CLASSICO - cromato - albicocca Struttura in acciaio cromato, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica. Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma. La parte schienale è inclinabile completamente. Dimensione: 180x57xh 73 cm. Portata massima: 120 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279274455

CODICE GEF

27445



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697