



TAVOLINO SERVILETTO MASTER

Codice GEF (SKU) 27447

EAN / GTIN 8023279274479

Confezione 1

TAVOLINO SERVILETTO MASTER Tavolino serviletto di alta qualità con altezza regolabile mediante molla a gas. Piano di appoggio in ABS facile da pulire, con portabicchiere e bordi elevati per evitare la caduta di oggetti. Antiurto, durevole, con angoli arrotondati. Il telaio inferiore è in acciaio al carbonio spruzzato. 4 rotelle piroettanti in gomma Ø 50 mm, di cui 2 con freno. Dimensioni: 890x440xh 765-1050 mm. Altezza regolabile (765-1050 mm) Ampio piano di appoggio in abs con portabicchiere Molla ad aria per regolare l'altezza

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274479

CODICE GEF

27447



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697