



## TAVOLINO SERVILETTO

Codice GEF (SKU) 27448

EAN / GTIN 8023279274486

Confezione 1

Tavolino serviletto con struttura in acciaio e pannello ad alta densità. Base con 4 rotelle removibili Ø 50 mm, di cui 2 con freno. Altezza (da 72 a 110 cm) e angolazione regolabili. Vassoio 41 x 61 cm. Fornito smontato. Dimensioni imballo: 65 x 7 x 67 cm. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, SI

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274486

CODICE GEF

27448



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697