



Lettino In Legno Firenze Con Foro Ciliegia

Codice GEF (SKU) 27451

EAN / GTIN 8023279274516

Confezione 1

LETTINO LEGNO FIRENZE - con foro - ciliegia PORTATA MAX: 250 KG
Lettini confortevoli, ideali per fisioterapia, trattamenti estetici e centri benessere. Legno di qualità superiore. Schienale regolabile in 13 posizioni. Imbottitura resistente in schiuma rivestita con tessuto lavabile.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274516

CODICE GEF

27451



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697